



**VALIVACQ software**

Available languages : French, English, Italian, German, Spanish

**ValiVACQ has been designed for validation of hospital sterilization. EN554 compatible.**


ValiVACQ is a validation software enabling the edition of reports in compliance with EN554 norm.

User friendly and simple of use, it allows a precise analysis of the physical magnitudes measured during the whole cycle (**temps d'équilibrage, temps de maintien...**).

The autoclave validation is done in three steps: loggers programming, positioning inside the autoclave, reading of the data recorded during the sterilization cycle.

**Logger programming**

- Creation of a customized sterilization cycles library with spotting of the location of the loggers in use.



**Loggers programming**

- for an acquisition duration
- with an acquisition rate
- for a start at a specific date or on temperature threshold



## 1. Positioning of the loggers in autoclave

Placed inside the charges, TMI ORION probes can record any sterilization cycle type.



For average volume autoclaves, the basic model contains:


- 2 pressure/temperature loggers
- 4 temperature loggers
- A communication interface with the PC
- ValiVACQ data treatment software

For 1 cubic meter or more autoclaves, we recommend:

- 6 additional temperature embedded loggers
- 1 additional communication interface that connects to the first multi-tool interface; thus enabling simultaneous programming and reading of 12 loggers.

## 2. Simultaneous reading of recorded data

When the sterilization cycle is over, reconnect the loggers on the multi-tool interface. A few seconds later, all the data recorded in the NanoVACQ memory are displayed on your screen.



Digital and graphical data

Début de cycle: 1	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Valeurs de qualification	Sondes
<b>Analyse thermique au plateau</b>				
Température de sté. spécifiée		134.00°C		
Température effective de calcul		134.00°C		
Température mini.	134.95°C	134.00°C	134°C	NF003607
Température maxi.	135.50°C	134.00°C	137°C	rv004104
Température de la chambre	135.14°C			NF003607
Homogénéité	0.32°C	0.00°C	2°C	rv004103_rv004104
Stabilité	0.46°C	0.00°C	1°C	rv004104
<b>Analyse temporelle</b>				
Cadence de mesure	05s			
Temps de maintien	18min 24s	18min 0s	18min	rv003812_NF003604
Temps de maintien mesuré	17min 48s	507.720		rv004103_NF003607
Temps d'équilibrage	3.8s	0s		rv004104_rv003812
<b>Analyse des pressions</b>				
Pression moyenne	3157mbar			
Vide	<30mbar			rv004103
<b>Présence de l'agent stérilisant</b>				
Sélection: Temps de maintien mesuré				
Température mini. vapeur saturante		134.91°C		
Température moyenne	135.21°C	135.3°C		
Température maxi. vapeur saturante		135.80°C		
<b>Analyse des FO/AO</b>				
Tr=121.1°C z=10°C				
Sélection: Cycle entier				
FO/AO calculée sur la sélection	488.303min	351min		NF003607_rv003812

Data analysis report in compliance with EN554 norm.

### System requirements

- Windows® 98-2000-Me-NT-XP,
- Serial port (RS232) or USB,
- Minimum 800x600 pixels display recommended